

## Mieszadła magnetyczne Cimarec Mobil Direct

Duże mieszadła magnetyczne do objętości do 150 litrów płynu z wbudowanym, analogowym regulatorem obrotów.

### Charakterystyka :

- Regulacja obrotów pokrętkiem w zakresie od 100 do 1000 obr./min.
- Napęd indukcyjny z silnym sprzężeniem magnetycznym.
- Funkcja „Quick Stop” zatrzymująca mieszadło w ciągu 3 sekund w celu ochrony naczynia przed stłuczeniem.
- Odporna chemicznie i łatwa do mycia obudowa ze stali nierdzewnej.
- Klasa ochrony: IP64.
- Moc: 40 W.
- Maksymalny moment obrotowy: 30 Ncm.
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 330 x 330 x 80 mm
- Waga: 16 kg.
- Zasilanie: 100 do 240 V.
- Warunki otoczenia: od -10 do +40°C w maks. 95% wilgotności względnej.
- Gwarancja: 5 lat.



### Specyfikacja:

<b>Model:</b>	<b>Regulacja obrotów:</b>	<b>Maksymalna mieszana objętość:</b>	<b>Numer katalogowy:</b>
<b>Mobil Direct</b>	100 do 1000 obr./min.	150 l	<b>50088128</b>